



# SUPER 3D MEDICAL NEUTRE

## Désinfection des surfaces et dispositifs médicaux en 1 seul geste

Base détergent : **Lavage** | Bactéricide, levuricide, virucide, fongicide : **Désinfection**

- Désinfectant pour les **surfaces, matériaux, mobiliers et équipements**
- Idéal pour la **profession médicale et paramédical**
- Également efficace pour désinfecter les **espaces communs en milieux hospitaliers**
- **Produit biocide** : Groupe 1 – **TP2 & TP4** et dispositif médical de classe IIa

### MODE D'EMPLOI

#### Solution prête à l'emploi

- Appliquer, pulvériser ou nébuliser la solution sur un tissu propre et sec
- Respecter le temps de contact indiqué selon l'activité microbienne recherchée
- Laisser sécher sans rinçage

#### Solution diluable à 0,5%

→ Conserve les normes virucide – bactéricide – levuricide et fongicide suivantes : EN 14476, EN 1276, EN 13697, EN 1650

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide incolore

pH : ≈ 9,00

Contact alimentaire : OUI\* (Après rinçage à l'eau potable)

### NORMES

EN 14476 : 2013 + A2 : 2019 **VIRUCIDE** : Temps de contact 30s agit en 5 min.

→ Actif sur Adénovirus, Norovirus Murin I Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV, Vaccinia virus\*, HSV, Rotavirus, Polyomavirus SV 40, Coronavirus selon EN 14476

EN 1276 – EN 13697 **BACTERICIDE** / EN 1650 – EN 13697 **LEVURICIDE** et **FONGICIDE** : Temps de contact 15 min

### Conditionnement :

SUP3DNM-750 - Carton de 9 x 750 ml

Nombre de cartons / couches : 16

Nombre de couches : 4

### Conditionnement :

SUP3DNM-5 – Carton de 2 x 5L

Nombre de cartons / couches : 16

Nombre de couches : 3

### Produit disponible également en 1L :

SUP3DNM-1

### PICTO :

SANS PICTOGRAMME DE DANGER



### Informations additionnelles

750ml	<b>Code EAN produit :</b>	3500590017138	<b>Code EAN carton :</b>	3500590017145
	<b>Dimensions produit :</b>	L 9,5 x P 15 x H 30	<b>Dimensions carton :</b>	L 27,6 x P 18,5 x H 30,9
	<b>Poids produit :</b>	0,750 kg	<b>Poids carton :</b>	6,8 kg

### Informations additionnelles

5L	<b>Code EAN produit :</b>	3500590017169	<b>Code EAN carton :</b>	3500590017176
	<b>Dimensions produit :</b>	L 14 x P 19 x H 25	<b>Dimensions carton :</b>	L 27,6 x P 18,5 x H 30,9
	<b>Poids produit :</b>	5 kg	<b>Poids carton :</b>	10 kg

Code douanier : 38089490

Le produit est Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs sur les produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

37 rue Gustave Eiffel  
95190 Goussainville  
France

Tel : 03.44.63.66.66  
Fax : 06.44.63.66.67  
contact@jagprima.com

Jagprima.com





Norme EN 14476  
Efficacité Pur

**Virucide**  
Spectre total

**SOUCHES**  
Adénorivirus type 5  
Norovirus murin  
Poliovirus sabin

**TEST**  
Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

Norme EN 14476  
Efficacité Pur

**Virucide**  
Virus enveloppés

**SOUCHES**  
HIV1 (virus de la  
vaccine)  
Coronavirus  
H1N1 (virus influenza)

**TEST**  
Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

Norme EN 1276  
Efficacité Pur

**Bactéricide**

**SOUCHES**  
Pseudomonas  
aeruginosa  
Escherichia coli  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus

**TEST**  
Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

Norme EN 1650  
Efficacité Pur

**Levuricide**

**SOUCHES**  
Candida Albicans

**TEST**  
Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

Norme EN 13697  
Efficacité Pur

**Bactéricide**  
**Levuricide**  
**Fongicide**

**SOUCHES**  
Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus  
Candida Albicans

**TEST**  
Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

